

Blutkulturflaschen



Aerobe Flasche (blau) mit anaerober Flasche (gelb)

Blutkultur = Blutkulturpärchen (aerob + anaerob)



Pädiatrische Flasche (Peds, rosa)

Für kleinere Volumina geeignet

Transport via KFA nur mit Schwenkeinsatz!

Flaschentyp	Optimales Volumen in ml	Minimales Volumen in ml	Maximales Volumen in ml
BACTEC Plus Aerobic/F (blau)	8-10	3	10
BACTEC Standard Anaerobic (gelb)	5-7	3	7
BACTEC Peds/F (rosa)	1-3	0,5	5