

## Harnröhrenabstrich

### Entnahmetechnik

Entnahme morgens vor dem ersten Wasserlassen, ansonsten möglichst eine Stunde nach dem letzten Wasserlassen.

Falls Harnröhrenausfluss vorhanden ist, diesen mit dem Abstrichtupfer aufnehmen. Falls kein Ausfluss vorhanden, Orificium urethrae sorgfältig reinigen, einen Tupfer mit **dünnem** Stiel circa 2 cm in die Urethra einführen, mehrere Sekunden lang drehen und herausziehen.

### Volumen/Probenzahl

- Kultureller Nachweis von Entzündungs-/Eitererreger, Pilze: Abstrichtupfer mit Gelmedium
- PCR Untersuchungen: Abstrichtupfer ohne Gelmedium
- Für den Nachweis von Chlamydien (PCR) „Chlamydientnahmeset“ verwenden (kann unter 0941/944-6410 angefordert werden)
- Kultureller Nachweis von Gonokokken: Abstrich gleich nach Entnahme auf Thayer-Martin Medium ausstreichen (kann unter 0941/944-6410 angefordert werden)

### Lagerung und Transport

- Abstrichtupfer mit Gelmedium: Bei Transportzeit < 2 Stunden: Raumtemperatur, ansonsten Lagerung bis 24 Stunden bei Raumtemperatur
- Abstrichtupfer ohne Gelmedium: Bei Transportzeit < 2 Stunden: Raumtemperatur, ansonsten Lagerung bis 24 Stunden bei 2-8°C (Kühlschrank)
- Thayer-Martin Medium: unverzüglicher Transport, vor Auskühlung schützen

### Bemerkungen

entfällt