

Würmer/Wurmeier

Allgemeine Hinweise

Erfasst werden Würmer, die den menschlichen Darm parasitieren sowie deren Eier.
Der Nachweis erfolgt mikroskopisch.

Anforderungen an das Untersuchungsmaterial

Wurm oder Wurmglieder säubern und in Transportgefäß mit ein wenig physiologischer Kochsalzlösung anfeuchten.
Haselnussgroße Menge bzw. mind. 1 ml flüssiger Stuhl in Stuhlröhrchen einfüllen.
Wegen intermittierender Parasitenausscheidung, kann die Sensitivität der Methode durch Untersuchung von insgesamt 3 separaten Stuhlproben (aus unterschiedlichen Stuhlentleerungen) erhöht werden.

Termine

Während der regulären Arbeitszeiten.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer

1 Arbeitstag

Telefonische Befundmitteilung

Auf Wunsch.

Bemerkungen

entfällt