

Zervixabstrich

Entnahmetechnik

Zervix mit dem Spekulum einstellen, Schleim von Ektozervix entfernen, Abstrich in der Öffnung des Zervikalkanals entnehmen, dabei 5 Sekunden lang hin und her drehen. Beim Herausziehen Kontamination mit Schleimhautflora der Vagina vermeiden.

Volumen/Probenzahl

- Kultureller Nachweis von Bakterien und Sprosspilzen: Abstrichtupfer mit Gelmedium
- PCR Untersuchungen: Abstrichtupfer ohne Gelmedium
- Für den Nachweis von Chlamydien (PCR) „Chlamydienentnahmeset“ verwenden (kann unter 944-6410 angefordert werden)
- Kultureller Nachweis von Gonokokken: Abstrich gleich nach Entnahme auf Thayer-Martin Medium ausstreichen (kann unter 944-6410 angefordert werden)

Lagerung und Transport

- Abstrichtupfer mit Gelmedium: Bei Transportzeit < 2 Stunden: Raumtemperatur, ansonsten Lagerung bis 24 Stunden bei Raumtemperatur
- Abstrichtupfer ohne Gelmedium: Bei Transportzeit < 2 Stunden: Raumtemperatur, ansonsten Lagerung bis 24 Stunden bei 2-8°C (Kühlschrank)
- Thayer-Martin Medium: unverzüglicher Transport, vor Auskühlung schützen