


Thayer-Martin-Medium für den Nachweis von Gonokokken



Agarplatte mit Thayer-Martin Nährboden

Nährboden für den kulturellen Nachweis von Gonokokken

- Nährboden mit Patientenetikett bekleben (nicht den Deckel, sondern den mit Nährboden befüllten Teil)
- Abstrich entnehmen
- Auf Nährboden ausstreichen
- Rasch und geschützt vor Auskühlung ins Labor transportieren

In der PCR können auch durch Therapie oder Transportbedingungen geschädigte Gonokokken nachgewiesen werden. Hierfür zusätzlich einen Abstrichtupfer ohne Gelmedium einsenden.